



tria®

HAIR REMOVAL LASER 4X

Quick Start Guide

USEFUL INFORMATION



- Hair follicles that have been deactivated by the Tria Laser 4X will not grow back.
- Laser hair removal does not cause hair to fall out immediately. After your first treatment, there will be no visible change to the hair.
- Some users may feel the sensation of a rubber band snapping on the skin. Others will feel a warm, prickling sensation. As the amount of hair decreases, the sensation will also decrease.
- In a clinical study, higher levels were found to be 2-3 times more effective. So for best results, we recommend you use the highest setting that you can tolerate.
- Treat every 2 weeks for up to 3 months or until you reach the desired results.

Clinical studies on file

CHECK YOUR SKIN TONE

The Tria Laser 4X is intended only for light to medium skin tones and medium to dark hair. It does not work on white, grey, blonde or red hair. If your skin tone matches any of the skin tones labeled "Not Safe" for treatment, then DO NOT USE the Tria Laser 4X.

SKIN TONE CHART

INTENDED SKIN TONES:



NOT SAFE:



Tria Beauty Customer Care
United States
877-321-8742
customer@triabeauty.com
triabeauty.com


tria®

 Tria Beauty, a company of Channel Investments, LLC
7999 Gateway Boulevard, Suite 100, Newark, CA 94560 USA
All rights reserved. Tria, Tria Beauty, and the Tria logo are trademarks of Tria Beauty.
©2017



15017B

GET TO KNOW YOUR TRIA LASER 4X



BEFORE FIRST TREATMENT

For detailed directions and important safety warnings, please read the complete *Instructions for Use* guide before use.

CHARGE: Charge the Tria Laser 4X until the battery light is full (~2 hours). Unplug before use.

ACTIVATE: A one-time, 5-minute activation is required before your first treatment. In the US: visit triabeauty.com/activate or call Customer Care at 877-321-8742. In Canada: visit triabeauty.ca/activate or call Customer Services at 877-321-8742.

HOW TO TREAT

Before every treatment, shave, clean and dry the area you wish to treat. Before your first full treatment on any new area, perform a patch test in that area. Repeat treatments every 2 weeks for up to 3 months or until you're satisfied with results.


1 TURN ON DEVICE

Unplug the Tria Laser 4X from the battery charger and press the power button.




2 UNLOCK

Unlock the device by holding the Skin Sensor against the skin in the area you wish to treat. If the Tria Laser 4X is safe for your skin tone, a tone will sound and the Tria Laser 4X will unlock (if device doesn't unlock, see *Instructions for Use* for more information).




3 SET THE TREATMENT LEVEL

Press the power button to adjust levels. For best results, use the highest setting that you can tolerate.




4 TREAT. HOLD FOR 2 BEEPS

- Touch and hold the treatment window to the skin until you hear two beeps.
- After the two beeps have sounded, lift the laser and place it back on the skin so that it overlaps the previous spot (about 1/4 inch or 5 mm).



5 KEEP GOING TO COVER THE AREA

Use the Tria Laser 4X Pulse Counter as a guide to how many pulses you may need to cover each area per treatment.



PULSE COUNTER GUIDE

UPPER LIP
Pulses: 25
Minutes: 2-3

UNDERARMS
Pulses: 100 per side
Minutes: 4-5 per side

BIKINI
Pulses: 200 per side
Minutes: 8-10 per side

UPPER LEG
Pulses: 600 per side
Minutes: 25-30 per side

LOWER LEG
Pulses: 600 per side
Minutes: 25-30 per side

Pulse counts and times are only approximations—your actual treatment area and number of pulses may vary. Always follow the treatment instructions and warnings provided in the *Instructions for Use* booklet. When treating larger areas like legs and back, you may need more than 600 pulses to cover the area.



tria®

ÉPILATEUR LASER 4X DE TRIA

Guide de démarrage rapide

INFORMATIONS UTILES



- Les follicules pileux qui sont désactivés par le laser 4X de Tria ne repoussent pas.
- L'épilation au laser ne fait pas tomber les poils de façon immédiate. Après votre premier traitement, vous ne verrez pas de changement de pilosité.
- Certains utilisateurs peuvent avoir l'impression qu'un élastique de caoutchouc est étiré et relâché sur leur peau. D'autres peuvent ressentir de la chaleur ou des picotements. La sensation diminue au fur et à mesure que le nombre de poils diminue.
- Lors de l'étude clinique, nous avons remarqué que les niveaux supérieurs sont 2 à 3 fois plus efficaces. Donc, pour obtenir les meilleurs résultats possible, nous vous conseillons d'utiliser le niveau le plus élevé que vous êtes en mesure de supporter.
- Effectuez un traitement toutes les 2 semaines sur une période de 3 mois maximum ou jusqu'à l'obtention des résultats souhaités.

Études cliniques conservées

VÉRIFIEZ LE TEINT DE VOTRE PEAU

Le laser 4X de Tria est approprié pour les teints de peau pâles à moyens seulement et pour les poils de teintes moyennes à foncées. Il ne fonctionne pas pour les poils blancs, gris, blonds ou roux. Si votre teint de peau correspond à un teint identifié « risqué », N'UTILISEZ PAS le laser 4X de Tria.

TABLEAU DES TEINTS DE PEAU

TEINTS DE PEAU VISÉS :



Blanc



Ivoire



Beige



Brun
pâle

RISQUÉ :



Brun
moyen



Brun foncé
ou noir



Service à la clientèle de Tria Beauty
Canada
877-321-8742
customer@triabeauty.ca
triabeauty.ca

tria®

 Tria Beauty, a company of Channel Investments, LLC
7999 Gateway Boulevard, Suite 100, Newark, CA 94560, É.-U.
Tous droits réservés. Tria, Tria Beauty et le logo de Tria sont des marques déposées de Tria Beauty.
©2017



APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE LASER 4X DE TRIA



AVANT D'ENTAMER VOTRE PREMIER TRAITEMENT

Pour obtenir des consignes détaillées et les avertissements de sécurité, veuillez lire le guide complet des *instructions d'utilisation* avant d'utiliser votre laser.

MÉTHODE DE TRAITEMENT

Avant chaque traitement, rasez, nettoyez et séchez la région à traiter. Avant d'effectuer un traitement complet sur quelque région que ce soit, faites un test sur une petite zone de peau. Effectuez un traitement toutes les 2 semaines sur une période de 3 mois ou jusqu'à l'obtention des résultats souhaités.


1 METTEZ L'APPAREIL EN MARCHÉ

Débranchez le laser 4X de Tria du chargeur de batterie et appuyez sur le bouton d'alimentation.



2 DÉVERROUILLEZ

Déverrouillez l'appareil en plaçant le détecteur de peau sur la peau de la région que vous voulez traiter. Si le laser 4X de Tria est sécuritaire pour votre teint de peau, un son retentit et le laser 4X de Tria se déverrouille (si l'appareil demeure verrouillé, consultez les *Instructions d'utilisation* des informations supplémentaires).




CHARGEMENT : Chargez le laser 4X de Tria jusqu'à ce que la lumière de la batterie soit pleine (environ 2 heures). Débranchez le laser avant de l'utiliser.

ACTIVATION : Une activation unique de 5 minutes est requise avant votre premier traitement. Aux États-Unis : visitez le tribeauty.com/activate ou communiquez avec le service à la clientèle au 877-321-8742.

Au Canada : visitez le tribeauty.ca/activate ou communiquez avec le service à la clientèle au 877-321-8742.


3 RÉGLEZ LE NIVEAU DE TRAITEMENT

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour ajuster le niveau. Pour obtenir les meilleurs résultats possible, utilisez le niveau le plus élevé que vous êtes en mesure de supporter.




4 TRAITEZ. ATTENDEZ D'ENTENDRE 2 BIPS

- Posez et gardez la fenêtre de traitement sur la peau jusqu'à ce que vous entendiez deux bips.
- À la suite des deux bips, soulevez le laser et replacez-le sur votre peau de façon à ce qu'il chevauche la zone précédente (environ 1/4 po ou 5 mm).



5 TRAITEZ LA RÉGION EN ENTIER

Utilisez le compteur d'impulsions du laser 4X de Tria comme guide pour savoir combien d'impulsions sont nécessaires pour couvrir chaque zone de traitement.



GUIDE DU COMPTEUR D'IMPULSIONS

LÈVRE SUPÉRIEURE
Impulsions : 25
Minutes : 2-3

AISSELLES
Impulsions : 100 par côté
Minutes : 4-5 par côté

BIKINI
Impulsions : 200 par côté
Minutes : 8-10 par côté

CUISSE
Impulsions : 600 par côté
Minutes : 25-30 par côté

MOLLET
Impulsions : 600 par côté
Minutes : 25-30 par côté

Le nombre d'impulsions et les durées ne sont que des estimations. Vos régions de traitement et le nombre d'impulsions peuvent varier. Respectez toujours les instructions de traitement et les avertissements fournis dans le document *Instructions d'utilisation*. Lorsque vous traitez de grandes régions telles que les jambes ou le dos, vous pourriez avoir besoin de plus de 600 impulsions.