HAIR REMOVAL LASER 4X Quick Start Guide

CHECK YOUR SKIN TONE

USEFUL INFORMATION

Hair follicles that have been deactivated

by the Tria Laser 4X will not grow back.

 Laser hair removal does not cause hair to fall out immediately. After your first treatment, there will be no visible change

Some users may feel the sensation of a

rubber band snapping on the skin. Others

amount of hair decreases, the sensation

• In a clinical study, higher levels were found

• Treat every 2 weeks for up to 3 months or

until you reach the desired results.

setting that you can tolerate.

to be 2-3 times more effective. So for best results, we recommend you use the highest

will feel a warm, prickling sensation. As the

to the hair.

will also decrease.

The Tria Laser 4X is intended only for light to medium skin tones and medium to dark hair. It does not work on white, grey, blonde or red hair. If your skin tone matches any of the skin tones labeled "Not Safe" for treatment, then DO NOT USE the Tria Laser 4X.

SKIN TONE CHART

INTENDED SKIN TONES:













Brown or Black

NOT SAFE:

Tria Beauty Customer Care 877-321-8742

customercare@triabeauty.com triabeauty.com


Tria Beauty, a company of Channel Investments, LLC 7999 Gateway Boulevard, Suite 100, Newark, CA 94560 USA All rights reserved. Tria, Tria Beauty, and the Tria logo are trademarks of Tria Beauty.

15017B



Clinical studies on file

GET TO KNOW YOUR TRIA LASER 4X



BEFORE FIRST TREATMEN

For detailed directions and important safety warnings, please read the complete *Instructions for Use* guide before use.

HOW TO TREAT

Before every treatment, shave, clean and dry the area you wish to treat.

Before your first full treatment on any new area, perform a patch test in that area.

Repeat treatments every 2 weeks for up to 3 months or until you're satisfied with results.


TURN ON DEVICE

Unplug the Tria Laser 4X from the battery charger and press the power button.



2 UNLOCK

Unlock the device by holding the Skin Sensor against the skin in the area you wish to treat. If the Tria Laser 4X is safe for your skin tone, a tone will sound and the Tria Laser 4X will unlock (if device doesn't unlock, see *Instructions for Use* for more information).



CHARGE: Charge the Tria Laser 4X until the battery light is full (-2 hours). Unplug before use

CTIVATE: A one-time, 5-minute activation is required before your first treatment. the US: visit triabeauty.com/activate or call Customer Care at 877-321-8742. Canada: visit triabeauty.ca/activate or call Customer Services at 877-321-8742.

3 SET THE TREATMENT LEVEL


Press the power button to adjust levels.

For best results, use the highest setting that you can tolerate.



TREAT. HOLD FOR 2 BEEPS

- Touch and hold the treatment window to the skin until you hear two beeps.
- After the two beeps have sounded, lift the laser and place it back on the skin so that it overlaps the previous spot (about 1/4 inch or 5 mm).




5 KEEP GOING TO COVER THE AREA

Use the Tria Laser 4X Pulse Counter as a guide to how many pulses you may need to cover each area per treatment.



PULSE COUNTER GUIDE



ulse counts and times are only approximations-your actual treatment area and number of pulses may var Always follow the treatment instructions and warnings provided in the Instructions for Use booklet. When treating larger areas like legs and back, you may need more than 600 pulses to cover the area.

ÉPILATEUR LASER 4X DE TRIA Guide de démarrage rapide

INFORMATIONS UTILES



- Les follicules pileux qui sont désactivés par le laser 4X de Tria ne repoussent pas.
- L'épilation au laser ne fait pas tomber les poils de façon immédiate. Après votre premier traitement, vous ne verrez pas de changement de pilosité.
- Certains utilisateurs peuvent avoir
 l'impression qu'un élastique de caoutchouc
 est étiré et relâché sur leur peau. D'autres
 peuvent ressentir de la chaleur ou des
 picotements. La sensation diminue au fur et
 à mesure que le nombre de poils diminue.
- Lors de l'étude clinique, nous avons remarqué que les niveaux supérieurs sont 2 à 3 fois plus efficaces. Donc, pour obtenir les meilleurs résultats possible, nous vous conseillons d'utiliser le niveau le plus élevé que vous êtes en mesure de supporter.

Études cliniques conservées

 Effectuez un traitement toutes les 2 semaines sur une période de 3 mois maximum ou jusqu'à l'obtention des résultats souhaités.

VÉRIFIEZ LE TEINT DE VOTRE PEAU

Le laser 4X de Tria est approprié pour les teints de peau pâles à moyens seulement et pour les poils de teintes moyennes à foncées. Il ne fonctionne pas pour les poils blancs, gris, blonds ou roux. Si votre teint de peau correspond à un teint identifié « risqué », N'UTILISEZ PAS le laser 4X de Tria.

TABLEAU DES TEINTS DE PEAU

TEINTS DE PEAU VISÉS :











RISQUÉ :



ou noir

Canada 877-321-8742 customercare@triabeauty.ca triabeauty.ca

Service à la clientèle de Tria Beauty

ria

Tria Beauty, a company of Channel Investments, LLC
7999 Gateway Boulevard, Suite 100, Newark, CA 94560, É.-U.
Tous droits réservés. Tria, Tria Beauty et le logo de Tria sont des marques déposées de Tria Beauty.
© 2017



APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE LASER 4X DE TRIA

Tableau d'affichage

10000

FENÊTRE DE TRAITEMENT Elle émet la lumière laser lors des traitements TABLEAU D'AFFICHAGE Il vous dirige lors

PRISE DE CHARGEUR

Insérez le chargeur de batterie ici

des traitements

VERROU

Il indique que le laser est verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. Il disparaît lorsque le détecteur de peau déverrouille le laser.

NIVEAU DE TRAITEMENT

Il indique le niveau d'intensité

TÉMOIN LUMINEUX DU -DÉTECTEUR DE PEAU

Il indique que le détecteur de peau est prêt à être utilisé.

- DÉTECTEUR DE PEAU

Il déverrouille le laser 4X de Tria

CHARGEUR DE BATTERIE

Il charge le laser 4X de Tria. Débranchez-le avant d'utiliser le laser.

TÉMOIN LUMINEUX DE LA BATTERIE

Il clignote lorsque le niveau de charge est bas et que la batterie a besoin d'être rechargée.

COMPTEUR D'IMPULSIONS

Il compte le nombre d'impulsions d'une séance de traitement.

BOUTON D'ALIMENTATION

Il met en marche et éteint le laser 4X de Tria et règle le niveau de traitement.

AVANT D'ENTAMER VOTRE PREMIER TRAITEMEN

Pour obtenir des consignes détaillées et les avertissements de sécurité, veuillez lire le guide complet des *instructions d'utilisation* avant d'utiliser votre laser.

MÉTHODE DE TRAITEMENT

Avant chaque traitement, rasez, nettoyez et séchez la région à traiter. Avant d'effectuer un traitement complet sur quelque région que ce soit, faites un test sur une petite zone de peau. Effectuez un traitement toutes les 2 semaines sur une période de 3 mois ou jusqu'à l'obtention des résultats souhaités.


■ METTEZ L'APPAREIL EN MARCHE

Débranchez le laser 4X de Tria du chargeur de batterie et appuyez sur le bouton d'alimentation.



2 DÉVERROUILLEZ

Déverrouillez l'appareil en plaçant le détecteur de peau sur la peau de la région que vous voulez traiter. Si le laser 4X de Tria est sécuritaire pour votre teint de peau, un son retentit et le laser 4X de Tria se déverrouille (si l'appareil demeure verrouillé, consultez les *Instructions d'utilisation* des informations supplémentaires).



CHARGEMENT : Chargez le laser 4X de Tria jusqu'à ce que la lumière de la batterie soit pleine (environ 2 heures). Débranchez le laser avant de l'utiliser.

CTIVATION: Une activation unique de 5 minutes est requise avant votre premier traitement. x États-Unis: visitez le **triabeauty.com/activate** ou communiquez avec le service à la entèle au 877-321-8742.

u Canada : visitez le **triabeauty.ca/activate** ou communiquez avec le service à la clientèle u 877-321-8742.

RÉGLEZ LE NIVEAU DE TRAITEMENT

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour ajuster le niveau. Pour obtenir les meilleurs résultats possible, utilisez le niveau le plus élevé que vous êtes en mesure de supporter.



TRAITEZ. ATTENDEZ D'ENTENDRE 2 BIPS

- Posez et gardez la fenêtre de traitement sur la peau jusqu'à ce que vous entendiez deux bips.
- À la suite des deux bips, soulevez le laser et replacez-le sur votre peau de façon à ce qu'il chevauche la zone précédente (environ 1/4 po ou 5 mm).



TRAITEZ LA RÉGION EN ENTIER

Utilisez le compteur d'impulsions du laser 4X de Tria comme guide pour savoir combien d'impulsions sont nécessaires pour couvrir chaque zone de traitement.



GUIDE DU COMPTEUR D'IMPULSIONS



Le nombre d'impulsions et les durées ne sont que des estimations. Vos régions de traitement et le nombre d'impulsions peuvent varier. Respectez toujours les instructions de traitement et les avertissements fournis dans le document *Instructions d'utilisation*. Lorsque vous traitez de grandes régions telles que les jambes ou le dos, vous pourriez avoir besoin de plus de 600 impulsions.